

Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda analogowa

Etykieta mammogramu

| Legenda: * 0 - 1 pkt; ** 0 - 2 pkt; *** 0 - 3 pkt | Punkty |
|--|--------|
| Trwała etykieta identyfikacyjna *** | |
| Przeźroczysta etykieta identyfikacyjna *** | |
| Nieprzeźroczysta etykieta identyfikacyjna * | |
| Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca; dane nie są ucięte ** | |
| Dane na etykiecie | |
| Imię i nazwisko * | |
| PESEL pacjentki | |
| Nazwa placówki * | |
| Data badania * | |
| Oznaczenie strony (L / P) * | |
| Rodzaj projekcji * | |
| Identyfikator technika * | |
| Oznaczenie kasety * | |
| Parametry ekspozycji | |
| Wysokie napięcie (kV) * | |
| Obciążenie prądowe - czasowe (mAs) * | |
| Siła kompresji * | |
| Grubość piersi po kompresji * | |
| Kąt lampy dla projekcji skośnej * | |

LEGENDA:Trwała etykieta identyfikacyjna:

3 pkt – przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji,
 2 pkt – papierowa etykieta z drukarki, z naniesionymi parametrami ekspozycji,
 1 pkt – papierowa etykieta napisana ręcznie lub etykieta ze znacznika elektrycznego,
 0 pkt – brak etykiety.

Przeźroczysta etykieta identyfikacyjna:

3 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji,
 2 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID bez parametrów ekspozycji,
 1 pkt – etykieta ze znacznika elektrycznego,
 0 pkt – brak etykiety.

Nieprzeźroczysta etykieta identyfikacyjna:

1 pkt – jest,
 0 pkt – brak.

Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca, dane nie są ucięte:

2 pkt – wszystkie dane czytelne,
 1 pkt – dane trudne do odczytania np. ciemne lub bardzo jasne,
 0 pkt – istotne dane niewidoczne na etykiecie.

Dane na etykiecie:

1 pkt – jest,
 0 pkt – brak.

Parametry ekspozycji:

1 pkt – jest,
 0 pkt – brak.

Osoba Oceniająca :